

89mmX70mm

薬事法により、台紙のどこかに
下記の内容を表示して下さい。

救急絆創膏ファストエイド

【使用上の注意】

- ・本品の使用により「かゆみ」「かぶれ」等が発生した場合は使用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
- ・パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので患部を清潔にし、貼り替えて下さい。
- ・皮膚刺激の発生原因となりますので、長時間貼付したり急激に剥がしたりしないで下さい。
- ・刺激に弱い目の周囲、顔面等のやわらかい皮膚面には注意して使用して下さい。
- ・患部から剥がした製品は再使用しないで下さい。

【保管方法及び使用期間】

- ・直射日光を避け、湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。
- ・小児の手の届かないところに保管して下さい。

一般医療機器 救急絆創膏

販売名：キープケアテープU E B

医療機器届出番号：37B3X100010000U1

製造販売業者：株式会社シニヤ

住所：香川県観音寺市出作町606-1

電話番号：0875-57-5765

【材質】

パッド：ポリエチレンメッシュ不織布

粘着テープ：塩化ビニルフィルム

【サイズ・入り数】

Mサイズ：19mm×72mm 2枚入

使用期間：

ロット番号：



台紙
絆創膏包紙



救急絆創膏本体
外装OPP袋